

Réipients


A



Flacons
Béchers
Ballons à fond rond

Flacons à col large BOLA


En plastique fluoré. Non poreux, avec capuchon à vis et col conique.



Réf.	Capacité	Dia. int. du col	Dia. ext. du flacon	Hauteur avec capuchon	Filetage
A 103-03	50 ml	20 mm	38 mm	94 mm	S 28
A 103-06	100 ml	20 mm	45 mm	117 mm	S 28
A 103-09	250 ml	32 mm	61 mm	153 mm	S 40
A 103-12	500 ml	32 mm	76 mm	181 mm	S 40
A 103-15	1000 ml	32 mm	94 mm	221 mm	S 40

Flacons cylindro-coniques BOLA

En plastique fluoré, surface intérieure lisse, avec capuchon à vis et joint élastique dans ce capuchon. Les poignées concaves dans le capuchon et les poignées élevées à la bouteille assurent une ouverture et fermeture facile.




Réf.	Capacité	Dia. int. du col	Dia. ext. du flacon	Hauteur avec capuchon	Filetage
A 111-08	10 ml	12 mm	26 mm	53 mm	M 19 x 2
A 111-16	25 ml	19 mm	33 mm	62 mm	M 25 x 2
A 111-24	50 ml	25 mm	43 mm	77 mm	M 30 x 2
A 111-32	100 ml	33 mm	52 mm	87 mm	M 42 x 2,5
A 111-40	250 ml	42 mm	67 mm	112 mm	M 48 x 2,5
A 111-48	500 ml	52 mm	80 mm	138 mm	M 58 x 2,5
A 111-56	1000 ml	57 mm	100 mm	172 mm	M 64 x 2,5



Flacons à col large BOLA

En plastique fluoré. A paroi épaisse, surface intérieure très lisse, avec capuchon à vis.



Réf.	Capacité	Dia. int. du col	Dia. ext. du flacon	Hauteur avec capuchon	Filetage
A 100-01	1 ml	9 mm	12 mm	22 mm	M 12 x 1
A 100-02	3 ml	14 mm	18 mm	33 mm	M 18 x 1,5
A 100-03	5 ml	15 mm	20 mm	35 mm	M 20 x 1,5
A 100-04	10 ml	18 mm	28 mm	44 mm	GL 25 x 3,5
A 100-05	25 ml	25 mm	34 mm	53 mm	GL 32 x 4
A 100-06	50 ml	31 mm	45 mm	72 mm	GL 40 x 4
A 100-07	100 ml	34 mm	50 mm	87 mm	GL 45 x 4
A 100-08	250 ml	34 mm	63 mm	122 mm	GL 45 x 4
A 100-09	500 ml	46 mm	75 mm	157 mm	GL 56 x 4
A 100-10	1000 ml	58 mm	100 mm	194 mm	GL 70 x 5




Raccords à réduction fileté BOLA

En plastique fluoré. Pour joindre des filetages différents. Appropriés pour les flacons Merck avec filetage GL 40 ou pour tous les flacons et boîtes en PFA ou PTFE avec des filetages GL 40 ou S 40. Par l'emploi de ce raccord il est possible de visser hermétiquement les dispensers et également les distributeurs multiples sur les flacons en plastique fluoré. (Livré sans flacon et sans distributeur multiple pour flacons).




Réf.	Filetage flacon	Filetage raccord
H 978-40	GL 40 et S 40	GL 45

BESTSELLER



Flacons à col large BOLA

En plastique fluoré. Non poreux, avec capuchon à vis.



Réf.	Capacité	Dia. int. du col	Dia. ext. du flacon	Hauteur avec capuchon	Filetage
A 101-02	100 ml	26 mm	48 mm	105 mm	S 36 x 4
A 101-03	250 ml	26 mm	60 mm	140 mm	S 36 x 4
A 101-04	500 ml	37 mm	71 mm	177 mm	S 45 x 4
A 101-05	1000 ml	37 mm	90 mm	210 mm	S 45 x 4



Flacons à col large BOLA

En plastique fluoré. Non poreux, à paroi mince, capuchon à vis en ETFE.




Réf.	Capacité	Dia. int. du col	Dia. ext. du flacon	Hauteur avec capuchon	Filetage
A 102-01	125 ml	26 mm	46 mm	116 mm	S 32 x 4
A 102-02	250 ml	32 mm	59 mm	128 mm	S 42 x 4
A 102-03	500 ml	36 mm	72 mm	165 mm	S 47 x 4
A 102-04	1000 ml	43 mm	89 mm	203 mm	S 52 x 4



Flacons à col étroit BOLA

En plastique fluoré. Non poreux, avec capuchon à vis.




Réf.	Capacité	Dia. int. du col	Dia. ext. du flacon	Hauteur avec capuchon	Filetage
A 105-03	50 ml	10 mm	38 mm	93 mm	GL 18
A 105-06	100 ml	10 mm	45 mm	122 mm	GL 18
A 105-09	250 ml	17 mm	61 mm	163 mm	GL 25
A 105-15	1000 ml	22 mm	96 mm	235 mm	GL 32




Flacons à col étroit BOLA

En plastique fluoré. Non poreux, gradués, avec capuchon à vis.



Réf.	Capacité	Dia. int. du col	Dia. ext. du flacon	Hauteur avec capuchon	Filetage
A 107-03	50 ml	17 mm	49 mm	70 mm	GL 25
A 107-04	100 ml	17 mm	49 mm	101 mm	GL 25
A 107-05	250 ml	17 mm	61 mm	133 mm	GL 25
A 107-06	500 ml	17 mm	72 mm	170 mm	GL 25
A 107-07	1000 ml	26 mm	93 mm	203 mm	S 36
A 107-09	2000 ml	41 mm	125 mm	235 mm	S 48
A 107-11	3000 ml	44 mm	146 mm	262 mm	S 57
A 107-13	5000 ml	44 mm	172 mm	322 mm	S 57
A 107-16	10000 ml	36 mm	225 mm	350 mm	S 56



Pissettes BOLA

En plastique fluoré (PFA), non poreuses, graduées.



Réf.	Dia. ext.	Hauteur avec tête	Capacité
A 114-01	48 mm	160 mm	100 ml
A 114-02	60 mm	200 mm	250 ml
A 114-03	72 mm	280 mm	500 ml
A 114-04	92 mm	320 mm	1000 ml

Fioles jaugées BOLA

En plastique fluoré. Non poreuses, jaugées individuellement selon DIN 12664, classe A, avec capuchon à vis.




Réf.	Capacité	Dia. ext.	Hauteur avec capuchon	Filetage
A 146-05	25 ml	40 mm	112 mm	GL 18
A 146-10	50 ml	48 mm	147 mm	GL 18
A 146-15	100 ml	63 mm	169 mm	GL 18
A 146-20	250 ml	82 mm	227 mm	GL 25
A 146-25	500 ml	103 mm	267 mm	GL 25



Micro-flacons laveurs BOLA


Les micro-flacons laveurs sont particulièrement conçus pour des quantités petites de liquide. Le flacon ainsi que le couvercle sont fabriqués en PFA. C'est pourquoi ces récipients sont non poreux, transparents et résistants à presque tous les produits chimiques. Pour l'adduction du gaz on introduit le tube par le raccord en haut jusqu'à ce que ce tube arrive près du fond. Le gaz peut émerger par le raccord latéral. Ce récipient peut également être utilisée comme piège à réfrigération.



Réf.	Capacité	Dia. ext. du flacon	Hauteur totale, env.	Raccord pour tube de dia. ext.
A 119-24	50 ml	31 mm	180 mm	6 mm

Pièges de refroidissement BOLA

Empêchent efficacement que l'humidité résiduelle peut pénétrer par ex. dans les pompes à vide. La piège de refroidissement est immergée dans une vase de Dewar remplie d'azote liquide ou de glace sèche. L'humidité résiduelle dans la piège de refroidissement se précipite sur la paroi pendant l'évacuation et le chauffage lent en même temps. La résistance chimique universelle de la matière première PFA permet d'accumuler presque tous les composés chimiques dans cette piège de refroidissement. Les tubulures filetées GL permettent d'assembler des tubes par le moyen d'un raccord à vis de laboratoire ou même par le moyen d'un embout à olive. L'écrou-raccord assure une séparation facile de la tête du récipient sans démonter les tubes assemblés.



Réf.	Volume de réception	Dia. ext.	Hauteur totale, env.	Raccords
B 317-60	env. 320 ml	60 mm	400 mm	2 x GL 14




Flacons laveurs et colonnes de lavage BOLA

Les flacons laveurs sont faits en PFA, les colonnes de lavage sont faits en FEP. Les deux récipients sont non poreux, transparents et résistants à presque tous les produits chimiques. Les frites aux micropores en PTFE (env. 3 µm, filetage M 8x1) permettent un barbotage optimal du gaz à laver. Le tube ascendant des colonnes de lavage assure un échange intensif entre le gaz et le liquide. Leur construction incassable garantit une plus grande sécurité pendant le travail. Les flacons laveurs et les colonnes de lavage sont équipés de chaque 2 raccords en PTFE.



Réf.	Modèle	Capacité	Hauteur totale	Raccords pour tube de dia.ext.	Dia. ext. de colonne/flacon
A 117-04	1 Colonne (FEP)	500 ml	400 mm	8 mm	54 mm
A 117-08	Colonne (FEP)	1000 ml	700 mm	8 mm	54 mm
A 118-01	2 Flacon (PFA)	250 ml	135 mm	6 mm	60 mm
A 118-02	Flacon (PFA)	500 ml	165 mm	6 mm	75 mm
A 118-03	Flacon (PFA)	1000 ml	210 mm	6 mm	95 mm




Stérilisation à +121°C

Des récipients en PTFE, PFA ou FEP peuvent être autoclavés ou stérilisés à +121°C. Ce procédé peut être effectué par ex. dans un espace humide ou sec à +160°C. Afin d'éviter des déformations plastiques, les récipients avec des bouchons ou des raccords à vis doivent toujours être ouverts pendant la stérilisation. Une stérilisation en état fermé peut mener à une déformation plastique ou à une destruction des récipients.



Vous trouverez d'autres frites pour les colonnes laveurs à la page 108 de ce catalogue.




Boîtes BOLA

En plastique fluoré. Non poreuses, avec capuchon à vis.

Réf.	Capacité	Dia. ext.	Dia. int.	Hauteur sans capuchon	Hauteur totale	Filetage
A 130-01	7 ml	22 mm	18,5 mm	32 mm	37 mm	S 24
A 130-02	15 ml	31 mm	25,5 mm	34 mm	40 mm	S 32
A 130-03	22 ml	31 mm	25,5 mm	50 mm	50 mm	S 32
A 130-04	30 ml	31 mm	25,5 mm	63 mm	70 mm	S 32
A 130-05	60 ml	50 mm	45,5 mm	40 mm	47 mm	S 52
A 130-06	90 ml	50 mm	45,5 mm	58 mm	67 mm	S 52
A 130-07	120 ml	66 mm	60,0 mm	45 mm	53 mm	S 69
A 130-08	180 ml	66 mm	60,0 mm	66 mm	73 mm	S 69
A 130-09	240 ml	66 mm	60,0 mm	86 mm	95 mm	S 69
A 130-10	360 ml	85 mm	80,0 mm	78 mm	88 mm	S 88
A 130-11	500 ml	85 mm	80,0 mm	109 mm	120 mm	S 88
A 130-12	1000 ml	107 mm	100,0 mm	139 mm	151 mm	S 110
A 130-15	2000 ml	107 mm	100,0 mm	260 mm	270 mm	S 110

Boîtes BOLA

En plastique fluoré. Non poreuses, avec raccord pour tubes faisant corps avec le couvercle. (Les dimensions correspondent à celles de la réf. A 130-... avec la même capacité).




Réf.	Capacité	Dia. ext.	Raccords	Pour tube de dia. ext.
A 131-12	120 ml	66 mm	2	6,35 mm (1/4")
A 131-13	180 ml	66 mm	2	6,35 mm (1/4")
A 131-14	240 ml	66 mm	2	6,35 mm (1/4")
A 131-15	360 ml	85 mm	2	6,35 mm (1/4")
A 131-16	500 ml	85 mm	2	6,35 mm (1/4")
A 131-17	1000 ml	107 mm	2	6,35 mm (1/4")



Micro-réacteurs BOLA

Idéals pour effectuer des réactions avec des quantités petites de liquides. Des tuyaux, des tubes en verre ou en métal, des thermomètres, des palpeurs et des sondes peuvent être montés aux cols avec filetage GL par le moyen d'un raccord à vis de laboratoire. Les raccords à vis de laboratoire permettent d'assembler des diamètres les plus différents. Les cols avec filetage GL qui ne sont pas nécessaires pour le moment peuvent être bouchés par le moyen de capuchons à vis. Nous recommandons de faire le chauffage par un thermostat. (Livrés sans raccord à vis de laboratoire et thermomètre.)




Réf.	Capacité	Raccords	Dia. int.	Hauteur intérieur	Dia. ext.	Hauteur totale
1 B 312-06	60 ml	2 x GL 18	45,5 mm	40 mm	50 mm	79 mm
1 B 312-09	90 ml	2 x GL 18	45,5 mm	58 mm	50 mm	97 mm
2 B 318-40	90 ml	2 x GL 14 et 1 x GL 18	45,5 mm	58 mm	50 mm	96 mm
2 B 318-48	120 ml	2 x GL 18 et 1 x GL 25	60,0 mm	45 mm	66 mm	89 mm
2 B 318-56	180 ml	2 x GL 18 et 1 x GL 25	60,0 mm	66 mm	66 mm	109 mm
2 B 318-64	240 ml	2 x GL 18 et 1 x GL 25	60,0 mm	86 mm	66 mm	130 mm
3 B 318-80	500 ml	3 x GL 25	80,0 mm	109 mm	85 mm	158 mm

Vous trouverez les raccords à vis de laboratoire correspondants à la page 122.





Godets BOLA

En plastique fluoré. Non poreux, avec capuchon à vis, pour centrifugation ou évaporation; avec deux formes différentes du fond.



Réf.	Forme du fond	Capacité	Dia. ext.	Hauteur avec capuchon	Filetage
A 194-04	1 conique	5 ml	22 mm	36 mm	S 25
A 194-08	conique	30 ml	30 mm	76 mm	S 32
A 195-04	2 rond	7 ml	22 mm	36 mm	S 25
A 195-08	rond	15 ml	30 mm	40 mm	S 32



Réf.	Capacité	Dia. ext. inférieur	Hauteur
A 137-01	25 ml	23 mm	50 mm
A 137-02	50 ml	39 mm	58 mm
A 137-03	100 ml	50 mm	71 mm
A 137-05	250 ml	67 mm	95 mm
A 137-07	500 ml	82 mm	119 mm
A 137-09	1000 ml	104 mm	141 mm

Béchers BOLA

En plastique fluoré. Non poreux, gradués, avec bec.




Pompes d'échantillonnage BOLA

Pour un prélèvement rapide et facile des échantillons liquides même aux endroits qui ne sont pas d'accès facile. Egalement utilisables pour des liquides très visqueux comme par ex. des huiles. Par traction de la poignée à billes, il est possible de produire un vide léger dans le récipient d'échantillonnage. Ce vide assure que l'échantillon liquide est aspiré dans le récipient d'échantillonnage. L'échantillon liquide n'entre en contact qu'avec le tube en PTFE et le récipient collecteur. Les flacons en verre les plus courants avec les filetages s'adaptant peuvent être utilisés comme flacons d'échantillonnage. Livrées avec 2 m de tube en PTFE.



Réf.	Tube dia. int. x dia. ext.	Filetage du flacon	Raccord supérieur	Pour flacons avec capacité	Volume par levée
A 124-16	4 mm x 6 mm	GL 45	GL 18	100 - 2000 ml	50 ml

BESTSELLER



Vous trouverez un grand choix de flacons en PFA/PTFE aux pages 10 et 11 de ce catalogue.



Béchers BOLA

En plastique fluoré. Avec bec verseur et bord renforcé, à paroi épaisse, surface intérieure très lisse. Sur demande livrables avec un couvercle antidérapant grâce à un dispositif de centrage en plastique fluoré.



Réf.	1 Capacité	Dia. int.	Dia. ext.	Hauteur
Bécher				
A 136-01	1 ml	10 mm	12 mm	16 mm
A 136-02	3 ml	15 mm	17 mm	22 mm
A 136-03	5 ml	19 mm	21 mm	24 mm
A 136-04	10 ml	23 mm	26 mm	36 mm
A 136-05	25 ml	28 mm	31 mm	47 mm
A 136-06	50 ml	35 mm	41 mm	57 mm
A 136-07	100 ml	44 mm	51 mm	78 mm
A 136-08	150 ml	48 mm	56 mm	92 mm
A 136-09	250 ml	58 mm	65 mm	97 mm
A 136-11	500 ml	76 mm	81 mm	119 mm
A 136-13	1000 ml	97 mm	105 mm	152 mm
A 136-14	2000 ml	136 mm	142 mm	198 mm
A 136-15	3000 ml	148 mm	156 mm	232 mm

2 Réf.	Couvercle
H 927-03	
H 927-04	
H 927-05	
H 927-06	
H 927-07	
H 927-08	
H 927-09	
H 927-11	
H 927-13	
H 927-14	
H 927-15	

*Avez-vous des questions techniques?
Concernant des possibilités d'application ou
des dimensions? Appelez notre hot-line
technique - nous serions heureux de
vous aider.*


y +49(0)9346 / 92 86-56





Ballons à fond rond bi- et tricol BOLA

En plastique fluoré, non poreux. Avec un col central et des cols latéraux à rodage normalisé pour monter des sondes, des électrodes ou des tubes. Utilisables sous vide sous condition, par ex. à 30 mbar et à une température de +50°C.




Réf.	Capacité	Col central	Cols latéraux	Dia. ext. ballon	Hauteur
A 155-12	100 ml	NS 29/32	1 x NS 14/23	67 mm	117 mm
A 156-12	100 ml	NS 29/32	2 x NS 14/23	67 mm	117 mm
A 155-20	250 ml	NS 29/32	1 x NS 29/32	88 mm	149 mm
A 156-20	250 ml	NS 29/32	2 x NS 29/32	88 mm	149 mm
A 155-36	500 ml	NS 29/32	1 x NS 29/32	107 mm	177 mm
A 156-36	500 ml	NS 29/32	2 x NS 29/32	107 mm	177 mm



Ballons à fond rond avec des cols GL BOLA

En plastique fluoré, non poreux. Avec un col central à rodage normalisé et des cols latéraux avec filetage GL pour monter des sondes, des électrodes ou des tubes. Utilisables sous vide sous condition, par ex. à 30 mbar et à une température de +50°C.




Réf.	Capacité	Col central	Cols latéraux	Dia. ext. ballon	Hauteur
A 149-12	100 ml	NS 29/32	2 x GL 18	67 mm	117 mm
A 149-20	250 ml	NS 29/32	2 x GL 18	88 mm	149 mm
A 149-36	500 ml	NS 29/32	2 x GL 18	107 mm	177 mm




Ballons à fond rond BOLA

En plastique fluoré. A rodage normalisé, non poreux, utilisables pour une évaporation rotative, par ex. à 30 mbar et une température de +50°C.



Art.Nr.	Capacité	Rodage	Dia. ext. ballon	Hauteur
A 158-06	100 ml	NS 29/32	67 mm	117 mm
A 158-08	250 ml	NS 29/32	88 mm	149 mm
A 158-09	500 ml	NS 29/32	107 mm	177 mm



Produit amélioré

Rodage avec nervures



Bouchons BOLA

En plastique fluoré. A rodage normalisé, poignée moletée ou hexagonale.

Maintenant avec des nervures tournantes:

- ✓ facilement démontable
- ✓ évite le grippage des rodages
- ✓ améliore l'étanchement
- ✓ réduit le danger de brisure

PTFE

chim.
+++

+250°
-200°

BESTSELLER

Rodage	1 Poignée moletée	2 Poignée hexagonale	Surpan
	Réf.	Réf.	
NS 5/13	H 936-51		
NS 7/16	H 936-01		
NS 10/19	H 936-02		
NS 12/21	H 936-03		
NS 14/23	H 936-04	H 937-04	19 mm
NS 19/26	H 936-05	H 937-05	26 mm
NS 24/29	H 936-06		
NS 29/32	H 936-07	H 937-07	35 mm
NS 34/35	H 936-08		
NS 45/40	H 936-10	H 937-10	52 mm



Nous offrons des prix spéciaux pour des quantités plus grandes. Veuillez appeler notre service de vente.

Y +49(0)9346 / 92 86-56



Fioles Erlenmeyer BOLA

En plastique fluoré. A rodage normalisé, à paroi épaisse, utilisable sous vide.

PTFE

chim.
+++

+250°
-200°

Réf.	Capacité	Rodage	Dia. ext. inférieur	Hauteur
A 151-01	50 ml	NS 19/26	54 mm	86 mm
A 151-02	100 ml	NS 19/26	63 mm	128 mm
A 151-03	250 ml	NS 29/32	85 mm	144 mm
A 151-04	500 ml	NS 29/32	107 mm	190 mm

Distributeurs à rodage normalisé BOLA


En plastique fluoré, avec rodage mâle et femelle, p. ex. pour ballons à fond rond.


PTFE

chim.
+++

+250°
-200°

Réf.	Rodage mâle	Rodage femelle	Longueur x Largeur x Hauteur
H 1003-02	1 x NS 29/32	2 x NS 29/32	113 mm x 40 mm x 94 mm
H 1003-04	1 x NS 29/32	3 x NS 29/32	160 mm x 40 mm x 94 mm





Capsules d'évaporation BOLA

En plastique fluoré, sans bec.

PTFE chim. $\begin{matrix} \text{+250}^\circ \\ \text{+ + +} \\ \text{-200}^\circ \end{matrix}$

Réf.	Capacité	Dia. int.	Dia. ext.	Hauteur
A 170-01	25 ml	40 mm	43 mm	27 mm
A 170-02	50 ml	62 mm	66 mm	25 mm
A 170-03	100 ml	75 mm	80 mm	29 mm
A 170-04	250 ml	94 mm	100 mm	56 mm

Capsules d'évaporation, forme haute BOLA

En plastique fluoré, avec bec.

PTFE chim. $\begin{matrix} \text{+250}^\circ \\ \text{+ + +} \\ \text{-200}^\circ \end{matrix}$

Réf.	Capacité	Dia. ext. supérieur	Dia. ext. inférieur	Hauteur
A 169-01	25 ml	38 mm	34 mm	37 mm
A 169-02	50 ml	49 mm	46 mm	41 mm
A 169-03	100 ml	64 mm	60 mm	54 mm
A 169-04	250 ml	97 mm	90 mm	62 mm




Capsules d'évaporation, forme cylindrique BOLA

En plastique fluoré, avec bec.

PTFE chim. $\begin{matrix} \text{+250}^\circ \\ \text{+ + +} \\ \text{-200}^\circ \end{matrix}$

Réf.	Capacité	Dia. int.	Dia. ext.	Hauteur
A 176-02	100 ml	100 mm	105 mm	18 mm
A 176-03	250 ml	125 mm	130 mm	36 mm



Capsules d'évaporation BOLA

En plastique fluoré. Forme cylindrique, non poreuses, superposables.

PFA chim. $\begin{matrix} \text{+250}^\circ \\ \text{+ + +} \\ \text{-200}^\circ \end{matrix}$

Réf.	Capacité	Dia. int.	Dia. ext.	Hauteur
A 177-01	15 ml	50 mm	56 mm	14,0 mm
A 177-03	100 ml	100 mm	105 mm	19,5 mm



Capsules d'évaporation BOLA


En plastique fluoré. Forme conique, avec bec, non poreuses.

PFA chim. $\begin{matrix} \text{+250}^\circ \\ \text{+ + +} \\ \text{-200}^\circ \end{matrix}$

Réf.	Capacité	Dia. ext. inférieur	Dia. ext. supérieur	Hauteur
A 171-01	100 ml	60 mm	90 mm	30 mm

Creusets BOLA

En plastique fluoré. Surface lisse, stables.



Réf.	Capacité	Dia. ext. inférieur	Dia. ext. supérieur	Hauteur
A 197-03	25 ml	33 mm	49 mm	26 mm
A 197-04	50 ml	33 mm	62 mm	35 mm
A 197-05	100 ml	45 mm	78 mm	48 mm




Verres de montre BOLA

En plastique fluoré. Surface lisse, p.ex. pour couvrir les béchers.



Réf.	Dia. ext., environ	Hauteur, environ
A 200-01	50 mm	8 mm
A 200-02	75 mm	8 mm
A 200-03	100 mm	11 mm
A 200-04	125 mm	12 mm



Gobelets d'échantillon BOLA

En polypropylène. Idéal pour garder des échantillons. La surface intérieure est très lisse, la surface extérieure a une structure maniable. Le fond est plain et stable. Pour une meilleure distinction, les gobelets sont disponibles en couleurs différentes. Les gobelets sont empilables et peuvent être stockés rationnellement.



Utilisation alternative:
Gobelet idéal pour des soirées, pique-niques, pour des enfants ou pour des décorations.

Nouveau



Réf.	Couleur	Capacité, env.	Hauteur, env.	Dia. ext. supérieur	Dia. ext. inférieur	Paroi, env.
H 1050-08	lucide	200 ml	85 mm	79 mm	53 mm	2 mm
H 1051-08	rouge	200 ml	85 mm	79 mm	53 mm	2 mm
H 1052-08	bleu	200 ml	85 mm	79 mm	53 mm	2 mm
H 1053-08	vert	200 ml	85 mm	79 mm	53 mm	2 mm
H 1054-08	jaune	200 ml	85 mm	79 mm	53 mm	2 mm
H 1055-08	blanc	200 ml	85 mm	79 mm	53 mm	2 mm




Tubes à essais BOLA

En plastique fluoré. Surface lisse.



Réf.	Capacité	Dia. ext., env.	Paroi	Hauteur, env.
A 181-01	1,5 ml	8 mm	1 mm	70 mm
A 181-02	4,8 ml	10 mm	1 mm	100 mm
A 181-03	7 ml	12 mm	1 mm	100 mm
A 181-04	20 ml	16 mm	1 mm	160 mm
A 181-05	34 ml	18 mm	1 mm	180 mm



Tubes à essais BOLA

En plastique fluoré. Non poreux, avec capuchon à vis en PTFE.




Réf.	Capacité	Dia. ext., env.	Paroi	Hauteur, env.
A 185-01	10 ml	12 mm	1 mm	140 mm
A 185-02	15 ml	16 mm	1 mm	110 mm
A 185-03	20 ml	16 mm	1 mm	160 mm
A 185-04	25 ml	19 mm	1 mm	150 mm
A 185-05	50 ml	22 mm	1 mm	220 mm



Tubes à essais BOLA

En plastique fluoré. Non poreux.



Réf.	Capacité	Dia. ext., env.	Paroi	Hauteur, env.
A 183-01	10 ml	12 mm	1 mm	140 mm
A 183-02	15 ml	16 mm	1 mm	110 mm
A 183-03	20 ml	16 mm	1 mm	160 mm
A 183-04	25 ml	19 mm	1 mm	150 mm

Tubes à centrifuger BOLA

En plastique fluoré. A fond rond, surface lisse.



Réf.	Capacité	Dia. ext.	Paroi	Hauteur, env.
A 193-01	7 ml	12 mm	1 mm	100 mm
A 193-02	12 ml	16 mm	1 mm	100 mm
A 193-03	28 ml	24 mm	2 mm	100 mm
A 193-04	50 ml	34 mm	2,5 mm	100 mm
A 193-05	72 ml	40 mm	3 mm	100 mm
A 193-06	93 ml	44 mm	3 mm	100 mm



Sachets BOLA

Non poreux, sans plastifiant, absolument inertes, pour la conservation des gaz ou liquides, livrés avec une entrée cylindrique de 6 mm diamètre (Réf. A 226-06).



Capacité	Longueur	Largeur	1 Entrée	Réf.	2 Entrées	Réf.
1,0 l	150 mm	250 mm	A 223-08		A 223-58	
2,0 l	200 mm	250 mm	A 223-12		A 223-62	
5,0 l	250 mm	350 mm	A 223-20		A 223-70	
10,0 l	350 mm	500 mm	A 223-24		A 223-74	

Raccords pour sachets BOLA

En plastique fluoré. Pour les sachets avec la Réf. A 223-...



Réf.	Modèle du raccord	Dia. ext.	Voie
A 226-06 1	Raccord avec tube	6 mm	3 mm
A 226-12 2	Robinet avec tube	6 mm	3 mm

